












Onli™

Intermittent Catheter



| Tamaño | | Longitud de 16" | Longitud de 7" |
|--------|---|-----------------|--|
| 8 Fr |  | 82084-30 |  82081-30 |
| 10 Fr |  | 82104-30 |  82101-30 |
| 12 Fr |  | 82124-30 |  82121-30 |
| 14 Fr |  | 82144-30 |  82141-30 |
| 16 Fr |  | 82164-30 | |

“Tener un catéter intermitente que funcione a la perfección con la forma y el tamaño del cuerpo hace una gran diferencia”.

– Mujer que usa catéteres intermitentes desde hace 13 años



Para obtener más información o solicitar una muestra, llame al 1-888-808-7456 o visite la página www.Hollister.com/Onli

Onli™

Intermittent Catheter



Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones para obtener información sobre el uso previsto, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y las instrucciones. Solo con receta médica.

Los testimonios, las declaraciones y las opiniones que se presentan aquí representan la experiencia de una persona; la experiencia y los resultados exactos son únicos y particulares para cada persona.

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive Libertyville,
Illinois, 60048-3781
1-888-808-7456
www.hollister.com

Hollister, el logo de Hollister y Onli son marcas registradas de Hollister Incorporated. © 2023 Hollister Incorporated. 923091-0123 EE. UU.-01873



El catéter intermitente Onli™ mejorado

Se diseñó pensando en la facilidad, está listo para ser utilizado y permite ayudar a los usuarios a sentirse seguros y cómodos sin importar lo que les depare el día.




Onli™
Intermittent Catheter



Pequeñas mejoras que suman a grandes resultados

Presentación del catéter intermitente hidrofílico Onli™ mejorado. Nos basamos en las funciones que les encantan a los usuarios y sumamos algunas mejoras pequeñas pero inteligentes.



Características del catéter Onli™ que ya les encantan a los usuarios.

El catéter Onli™ está diseñado para ofrecerles a los usuarios una experiencia sin complicaciones. Está listo para ser utilizado y ayudar a los usuarios a sentirse cómodos y seguros todos los días.

- La inserción es sencilla y no requiere contacto
- El catéter está prehidratado y listo para ser utilizado ni bien se saca del paquete; no se requieren pasos adicionales
- La pinza deslizante ergonómica (en un catéter de 16") y el embudo flexible ayudan a brindar control

Las mejoras



Más fácil de abrir

dos orificios para los dedos y un empaque que se abre fácil



Lubricación mejorada

recubrimiento hidrofílico más lubricado para facilitar la inserción y la extracción



Tubo de catéter transparente

aumenta la visibilidad y brinda un aspecto más atractivo

Diseño que permite reducir el impacto del usuario en el planeta



Su empaque de aluminio es **hasta un 38 %* más ligero** para reducir la cantidad de residuos



El catéter, que es más ecológico, no contiene **PVC, DEHP ni ftalatos**

*Los empaques de aluminio de los catéteres de 16" y 7" son un 37 % y un 38 % más ligeros, respectivamente, que el diseño de empaque anterior.

